

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 2020

LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ



ESPECIFICAÇÕES:

Tamanho	Código	Comprimento	Espessura	Cartucho	Caixa máster	EAN (Pacote)	DUN (Caixa)
PP	2017	220mm	Palma 0,105mm	50 pares	500 pares	7898941898953	17898941898950
P	2018	220mm	Palma 0,105mm	50 pares	500 pares	7898941898960	17898941898967
M	2019	230mm	Palma 0,105mm	50 pares	500 pares	7898941898977	17898941898974
G	2020	230mm	Palma 0,105mm	50 pares	500 pares	7898941898984	17898941898981

DETALHES TÉCNICOS:

NCM: 4015.19.00

CA: Sri Tang: 38.804 / Top Glove: 39.839

REGISTRO ANVISA: Sri Tang: 80605410004

Top Glove: 80605410012

COMPOSIÇÃO: 100% borracha natural de látex com pó

TAMANHOS: PP / P / M / G

ARMAZENAGEM: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40°C

VALIDADE: A validade é assegurada por 5 anos, enquanto a embalagem permanecer íntegra e de acordo com as instruções de armazenagem.

DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão A, Módulos 6 e 7,

Bairro Canhanduba - Itajaí / SC, CEP: 88313-045

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br

TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 2020

LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS:

Luvas para procedimento não cirúrgico em látex com pó, superfícies lisas, não estéreis e ambidestras. Uso único.

INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Indicada para procedimentos médicos, exames, para prevenir a contaminação cruzada entre usuários e pacientes, evitando possíveis contaminações durante os procedimentos. Visa prover uma barreira contra materiais potencialmente infecciosos como agentes biológicos (sangue, secreções, e outros fluídos corporais), protegendo as mãos do usuário durante a exposição a resíduos infectados. Para uso do produto, realizar a assepsia prévia das mãos; Calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurar a luva; Executar o procedimento; Após o uso, retirar a luva, descartando-a imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados.

NORMAS TÉCNICAS:

RDC 55/2011; Portaria Inmetro 332/2012; ABNT ISO 11193-1. Produto certificado pelo Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:

- Contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar alergia em pessoas sensíveis ao látex;
- Procurar um médico em casos de irritação ou alergia.
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Em casos de rasgos ou furos, as luvas devem trocadas imediatamente por um novo par;
- Após o uso remover e descartar em local adequado;
- Não reutilizar ou esterilizar a luva após seu uso.



DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão A, Módulos 6 e 7,

Bairro Canhanduba - Itajaí / SC, CEP: 88313-045

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br

TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA