

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 2020

LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL COM PÓ



ESPECIFICAÇÕES:

Tamanho	Código	Comprimento	Espessura	Cartucho	Caixa máster	EAN (Pacote)	DUN (Caixa)
P	7386	220mm	Palma 0,08mm	50 pares	500 pares	7898941898212	17898941898219
M	7387	230mm	Palma 0,08mm	50 pares	500 pares	7898941898236	17898941898233
G	7388	230mm	Palma 0,08mm	50 pares	500 pares	7898941898250	17898941898257

DETALHES TÉCNICOS:

NCM: 3926.20.00

CA: 39.267

REGISTRO ANVISA: 80605410010

COMPOSIÇÃO: 100% policloreto de vinila (vinil) com pó (amido de milho)

TAMANHOS: P / M / G

ARMAZENAGEM: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo. Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40°C

VALIDADE: A validade é assegurada por 5 anos, enquanto a embalagem permanecer íntegra e de acordo com as instruções de armazenagem.

DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão A, Módulos 6 e 7,

Bairro Canhanduba - Itajaí / SC, CEP: 88313-045

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br

TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS 2020

LUVA PARA PROCEDIMENTO EM VINIL COM PÓ

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS:

Luvas para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) com pó, superfícies lisas, não estéreis e ambidestras. Uso único e isentas de látex.

INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Indicada para proteção dos profissionais de saúde em procedimentos onde não haja o contato com fluídos corporais passíveis de contaminação. Para uso do produto, realizar a assepsia prévia das mãos; calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurar a luva; executar o procedimento. Após o uso, retirar a luva, descartando-a imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados.

NORMAS TÉCNICAS:

NBR ISO 11193-2, RDC 55/2011.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:

- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- Produto não estéril;
- Produto isento de látex natural;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Após o uso remover e descartar em local adequado;
- Não reutilizar ou esterilizar a luva após seu uso.



DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão A, Módulos 6 e 7,

Bairro Canhanduba - Itajaí / SC, CEP: 88313-045

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br

TALGE
QUALIDADE E SEGURANÇA