



MAXIMOOM ALCALINO

MAXIMOOM ALCALINO é um limpador universal com um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Atua como desengordurante, desengraxante e descarbonizante em diversas superfícies removendo a terra e sujidades em geral. Indicado também para a limpeza de chassis, motores e pinturas de equipamentos agrícolas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ **FLOTADOR;**
- ❖ Ideal para a para a limpeza de porcelanatos, mármore, granito, granitina, superfícies sintéticas como vinil, fórmica, paredes, carpetes, estofados, interior de autos, inox, Siders e lonas em geral;
- ❖ Produto a base de tensoativos que não apresentam periculosidade e removem a sujeira pesada, gorduras, graxas, terra e carbonizações em geral;
- ❖ Limpador concentrado sendo assim bastante eficiente e com alto rendimento;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Utilize uma solução de 10 a 20% (ou seja, dilua de 1 a 2L de **MAXIMOOM ALCALINO** em 10L de água). Estas quantidades podem variar de acordo com o teor de sujeira a ser removido. Aplique a solução na superfície a ser limpa e deixe agir por 5 minutos. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância. Ou aplique o produto sobre um pano úmido e esfregue-o na superfície a ser limpa até que a sujeira seja removida.

Importante: É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido
Cor: Levemente amarelado
Odor: Característico
Densidade: 1,0265 g/cm³
pH (tal qual): 9,5 – 10,5

COMPOSIÇÃO

Metassilicato de sódio, sinergista, adjuvante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha a embalagem em local arejado e ao abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Caixa 6X2L – CB: 37897534802699
Unidade 2L – CB: 7897534802698
Embalagem 5L – CB: 7897534801547
Altura: 287 mm; Largura: 135 mm;
Comprimento: 185 mm
Embalagem 20L – CB: 7897534803305
Altura: 380 mm; Largura: 304 mm;
Comprimento: 304 mm
Embalagem 50L – CB: 7897534803336
Altura: 578 mm; Largura: 327 mm;
Comprimento: 395 mm

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.590493/2009-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831