

BALDE ESPREMEDOR DOBLÔ

DESCRIÇÃO

Equipamento para armazenagem de soluções de higienização e de enxágüe, com sistema espremedor de mop úmido.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Aumenta a produtividade no procedimento de higienização.
- A diferenciação por cores facilita a higienização seletiva.
- Confeccionado em material de alta resistência.
- A divisória injetada evita contaminação do líquido limpo com o sujo.
- Reduz o contato das mãos com o produto e a sujeira.
- Roda projetada para fácil manutenção e higienização.
- Ergonômico.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

Todo o conjunto deve ser higienizado após o uso.

Utilizar o clip para prender o mop ao carro para aumentar a praticidade no transporte entre as áreas.

LIMPEZA

- 1- Preencher metade da parte dianteira do balde com a solução limpadora. Na parte traseira do balde, preencher metade da capacidade com água limpa;
- 2- Mergulhar o mop na solução limpadora e retirar o excesso com o sistema espremedor. Limpar o piso com o mop;
- 3- Quando o mop sujar, mergulhar na parte traseira com água até soltar a sujeira. Espremer o mop;
- 4- Repetir as operações 2 e 3 até limpar toda área.

DESINFECÇÃO

- 1- Preencher metade da parte dianteira e traseira com a solução desinfetante;
- 2- Mergulhar o mop na solução da parte dianteira do balde, retirar o excesso com o sistema espremedor e aplicar sobre o piso;
- 3- Sempre que necessário, mergulhar o mop na solução da parte traseira, promovendo assim um enxágüe. Espremer o mop;
- 4- Repetir as operações 2 e 3 até desinfetar toda a área.

OBSERVAÇÕES

- Trocar a solução de enxágüe sempre que esta estiver excessivamente suja.
- Utilizar o dreno para escoamento da solução de enxágüe.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Confeccionado em polipropileno.
- Disponível nas cores Amarela, Azul, Verde e Vermelha

R. Malmequer do Campo, 1007 – Itaquera - São Paulo – SP

PABX: (11) 3385-0073

E-Mail: bralimpia@bralimpia.com.br

Site: www.bralimpia.com.br

- Reservatório com divisória injetada no próprio balde.
- Capacidade para 30 litros
- Sistema espremedor com pressão superior.
- Clip para fixação ao cabo do mop.
- Dreno para escoamento da água suja após o uso.
- Alças para transporte.

APRESENTAÇÃO

Caixa de papelão individual.

VALIDADE

Indeterminado.

FOTO



R. Malmequer do Campo, 1007 – Itaquera - São Paulo – SP
PABX: (11) 3385-0073

E-Mail: bralimpia@bralimpia.com.br

Site: www.bralimpia.com.br